



ortholing

Private
Label
2015

orthotec



orthotec

Private label

Brackets, draden, tubes, banden en meer




Naast ons bekende laboratoriumwerk leveren wij ook orthodontische materialen onder Private Label. De producten zijn kwalitatief goed en zeer scherp geprijsd.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, breiden wij het assortiment van onze private label uit met artikelen die passen binnen het concept van goede kwaliteit, tegen een scherpe prijs!

Op de volgende pagina's treft u onze nieuwste artikelen aan.

Uw voordelen voor het bestellen bij ons zijn:

- Een gunstige prijs
- Beschikbaar in de meest gangbare vormen en maten
- Kwalitatief goed
- Eenvoudig bestellen via webshop
- U bent dus niet afhankelijk van onze openingstijden!




Binnenkort in het assortiment



Instrumenten

De instrumenten zijn vervaardigd van een hoge kwaliteit Duits staal en reeds uitgebreid getest in de praktijk. Van bracketpincet, tot Weingart plier of Distal End Cutter, alle veel gebruikte instrumenten zijn beschikbaar. Vraag naar de mogelijkheden bij uw vertegenwoordiger.

Nieuwe producten



Reversed Curve Niti draden


Rond:

.016 en .018 upper en lower

Vierkant:

.016x.022, .017x.022 en .017x.025 upper en lower.

Verpakt per 2 stuks



Heat Activated Draden

Rond:

.012, .014, .016, .018, .020, .022

Vierkant:


.016x.016, .016x.022, .017x.022, .017x.025, .018x.022, .018x.025, .019x.022 .021x.025

Verpakt per 10 stuks



Powerchain Grey en Clear

Closed, short en long. Op rol van 15 ft.



Inbindelastieken .0120

Verpakkingen á 1040 stuks.

Onder andere verkrijgbaar in de kleuren:
Groen, Rose, Paars, Geel, Blauw en Clear.

Nieuwe producten



Primer Light cure

- Fles á 8 ml
- Fles á 3 ml

Light cure Adhesive

Full kit

Bestaand uit:

8 ml primer, 3x 3.5 gram Paste, 2.5 ml Ets,
Brushes en Plastic sticks

Mini kit

Bestaand uit:

3 ml primer, 1x 3.5 gram Paste, 2.5 ml Ets,
Brushes en Plastic sticks



Primer Self cure

- Fles á 10 ml
- Fles á 3 ml

Self cure Adhesive

Full kit

Bestaand uit:

10 ml primer, 3x 3.5 gram Paste, 2.5 ml Ets,
Brushes en Plastic sticks

Mini kit

Bestaand uit:

3 ml primer, 1x 3.5 gram Paste, 2.5 ml Ets,
Brushes en Plastic sticks



Crimpable Archwire Stop

Voor ronde en vierkante draden tot
.018 en .022. *Verpakt per 10 stuks.*

Minimale ordergrootte 10 verpakkingen.



Crimpable Hook

Voor draden tot .021 x .025.

Verpakt per 10 stuks

Brackets



Brackets


Leverbaar in Roth en MBT prescriptie

Met en zonder hooks op 3,4,5

.018 en .022 slot

Beschikbaar in 1 patiënt kit verpakking en per element in zakje a 10 stuks.

Mini MIM, Standard MIM.




Brackets Vertical Slot

Leverbaar in Roth, MBT en Ricketts

Met en zonder hooks op 3,4,5

.018 en .022 slot

Draden



Superelastische Niti bogen

Rond:


.012, .014, .016, .018, .020, .022

Vierkant:

.016x.016, .016x.022, .017x.022, .017x.025,
.018x.022, .018x.025, .019x.025 .021x.025

Verpakt per 10 stuks

Tubes



Single, dubbel & Triple

.018 en .022 slot

Roth en MBT prescriptie


Standaard met hook

Weldable en bondable

Convertible en Non convertible

Verpakt per 10 stuks

Trompet Tube



Single Tube

Voor de 6 en 7 is er een single, non convertible plaktube met een trompetingang die het makkelijker maakt de draad erin te plaatsen.

De basis is voorzien van een indent.

Banden




Banden

1e molaarbanden, Upper & lower, goede pasvorm, Laser marking, Sand blasted interior

Maatvoering: 9 t/m 42

Beschikbare buizen: Single tube Roth en MBT, 018 en 022 slot Upper en Lower, Dubbele tube Roth en MBT, 018 en 022 slot Upper en Lower, Triple buis Roth en MBT, 018 en 022 slot Upper



Private Label 2015

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Prijzen geldig tot en met 31 december 2015.



Orthotec b.v.

Dijnselburgerlaan 3, 3705 LP Zeist

Tel: +31 (0)30 696 22 62

Fax: +31 (0)30 696 18 18

info@orthotec.nl - www.orthotec.nl